


硅凝胶泡沫敷料



产品特点

高透气

网格胶工艺，高潮气通透率，是普通PU膜透湿量的三倍以上，能有效降低更换敷料的次数

柔软有弹性

精选聚氨酯，柔软亲肤且回弹性好

大吸量

吸收更多创面分泌液，提供更持久伤口湿润环境

反复粘贴

粘性温和不粘毛发、无残留、不粘连伤口，可反复粘贴，以便随时复查伤口情况，更换移除敷料时不会产生疼痛，最大限度地减轻皮肤剥脱力

减缓压力

产品柔软回弹性好，有效减缓压力、剪切力、摩擦力，有助于预防褥疮

防止外渗

超密微孔泡棉吸渗，防止液体外渗

适用范围




产品外观	产品型号	产品规格	产品包装
	B-I型 GJPM075075	7.5cmX7.5cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-I型 GJPM1010	10cmX10cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-I型 GJPM125125	12.5cmX12.5cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-I型 GJPM1515	15cmX15cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱

产品外观	产品型号	产品规格	产品包装
	B-II型 GJPMB075075	7.5cmX7.5cm	5片/盒 60盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB1010	10cmX10cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB125125	12.5cmX12.5cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB1515	15cmX15cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB1818	18cmX18cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB255255	25.5cmX25.5cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB1015	10cmX15cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB1020	10cmX20cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	B-II型 GJPMB1025	10cmX25cm	5片/盒 40盒/箱 10片/盒 20盒/箱

产品可根据客户的需求定制

硅凝胶泡沫敷料—压边型




产品特点

硅凝胶泡沫敷料（压边型）是由君言特有发泡锁边工艺制作的聚氨酯泡沫，结合柔软的聚氨酯薄膜与温和的医用粘胶制作而成，具有吸收强、锁水不渗、透气不闷、粘性温和等特点，为伤口提供愈合环境，管理伤口渗出物，调节干湿平衡，加速伤口愈合。



发泡锁边工艺

- ①一体成型的锁边工艺，锁住边缘水分，不易让渗液从边缘流失
- ②边框圆滑设计，皮肤更贴合，更舒适，更美观




蜂窝状网格涂胶技术

蜂窝状网格涂胶技术是君言自研的一种涂胶技术，呈六边形蜂窝状，中间镂空，错开排列，涂胶均匀，孔洞清晰，相比市面普通涂胶，保证粘胶粘性的同时保留原膜100%透湿性，从而提高透湿、透气等优点。

- ①保留原膜100%透湿性
- ②阻隔细菌侵入，控制感染
- ③防止粘胶失活，加强固定强度
- ④减少皮肤浸渍
- ⑤有效降低致敏率

硅凝胶接触层

- ①自主研发的硅凝胶波点打孔技术，有利于渗液垂直吸收，固定敷料的同时，不影响敷料的吸收能力和透气性。
- ②硅凝胶质地温和，具有持久的持粘力，直接与伤口接触时不粘连伤口，反复粘贴时，不撕扯伤口，降低换药时伤口二次损伤的风险。



进口材料 吸液性强


- ①进口材料发泡，快速吸液，吸液性强，调理干湿平衡；
- ②独特的聚氨酯发泡工艺让泡沫更多微孔，使其更绵密、柔软、吸液量大、按压不反渗；
- ③婴儿肌肤般的柔软舒适、亲肤、减压，避免伤口受外力造成的二次伤害

外观	型号	规格	包装
	压边型	7.5cm x 7.5cm	1片/袋、5片/盒、300片/箱
	压边型	10cm x 10cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱
	压边型	12.5cm x 12.5cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱
	压边型	15cm x 15cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱
	压边型	18cm x 18cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱
	压边型	10cm x 15cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱
	压边型	10cm x 20cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱
	压边型	10cm x 25cm	1片/袋、5片/盒、200片/箱

产品可根据客户的需求定制



一次性使用无菌敷贴




产品特点

型号	A型	B型	C型
产品结构	A型产品由涂有医用压敏胶的聚氨酯复合膜、离型纸组成	产品由涂油医用压敏胶的聚氨酯/聚乙烯复合膜、离型纸组成，并带有木质棉的敷芯，不含药	产品由涂油医用压敏胶的无纺布、离型纸组成，并带有木质棉的敷芯，不含药
产品特点	透明防水 轻薄透气 医用压敏胶	透明防水 加厚吸水垫 医用压敏胶	亲肤透气 加厚吸水垫 医用压敏胶
适用范围	供手术、外伤创面或留置动、静脉导管贴敷用，也可用于婴儿脐带创面保护。		

A型(透明敷贴)	编码及规格	包装要求
----------	-------	------

	T0607 6cmX7cm	100片/盒 50盒/箱 5000片/箱
	ZU0607 6cmX7cm	100片/盒 50盒/箱 5000片/箱
	Z0607 6cmX7cm	100片/盒 50盒/箱 5000片/箱
	Z1012 10cmX12cm	50片/盒 60盒/箱 3000片/箱

A型(高透穿刺护理系列)	编码及规格	包装要求
--------------	-------	------

	EW0607 6cmx7cm	100片/盒 50盒/箱 5000片/箱
	EW0709 7cmx9cm	75片/盒 50盒/箱 3750片/箱
	EW09012 9cmx12cm	50片/盒 60盒/箱 3000片/箱
	EW1012 10cmx12cm	50片/盒 60盒/箱 3000片/箱

C型(无纺布伤口敷贴)	编码及规格	包装要求
-------------	-------	------

	BF0607 / 6cmX7cm	50片/盒 1500片/箱
	BF1010 / 10cmX10cm	25片/盒 1000片/箱
	BF1015 / 10cmX15cm	25片/盒 1000片/箱
	BF1020 / 10cmX20cm	25片/盒 600片/箱
	BF1025 / 10cmX25cm	25片/盒 600片/箱
	BF1030 / 10cmX30cm	25片/盒 600片/箱

B型(透明伤口敷贴)	编码及规格	包装要求
------------	-------	------

	TF0607 / 6cmX7cm	50片/盒 1500片/箱
	TF1010 / 10cmX10cm	25片/盒 1000片/箱
	TF1015 / 10cmX15cm	25片/盒 1000片/箱
	TF1020 / 10cmX20cm	25片/盒 600片/箱
	TF1025 / 10cmX25cm	25片/盒 600片/箱
	TF1030 / 10cmX30cm	25片/盒 600片/箱


B型(高透伤口敷贴)	编码及规格	包装要求
------------	-------	------

	EWF0607 / 6cmX7cm	50片/盒 1500片/箱
	EWF1010 / 10cmX10cm	25片/盒 1000片/箱
	EWF1015 / 10cmX15cm	25片/盒 1000片/箱
	EWF1020 / 10cmX20cm	25片/盒 600片/箱
	EWF1025 / 10cmX25cm	25片/盒 600片/箱
	EWF1030 / 10cmX30cm	25片/盒 600片/箱


B型(透明伤口敷贴)	编码及规格	包装要求
------------	-------	------

	EF0607 / 6cmX7cm	50片/盒 1500片/箱
	EF1010 / 10cmX10cm	25片/盒 1000片/箱
	EF1015 / 10cmX15cm	25片/盒 1000片/箱
	EF1020 / 10cmX20cm	25片/盒 600片/箱
	EF1025 / 10cmX25cm	25片/盒 600片/箱
	EF1030 / 10cmX30cm	25片/盒 600片/箱


可根据客户的需求定制



一次性导管固定装置



无纺布PU导管固定装置



导尿管/引流管固定装置



高透PU导管固定装置



硬膜麻醉导管固定装置



硬膜麻醉导管固定装置



旋转式导管固定装置

产品特点

适用性广

款式丰富，兼容不同型号导管，实现广泛的适用场景。

牢固稳定

稳定高效的固定效果，防止脱管和牵拉，有利于创口愈合。

网格涂胶

自研高透网格涂胶工艺，舒适透气，有效阻隔细菌，易于剥离使用。

使用方便

导管固定装置操作方便，固定牢固，减少导管脱落风险，减轻护理负担。

材质舒适


材质轻薄透气，持粘性佳，对皮肤刺激小，舒适度高。

适用范围

适用于医用导管的次级固定，如：引流管、插管、输液管、鼻饲管、胃肠营养管导尿管等。

产品外观	型号	编码及规格	包装要求	产品外观	型号	编码及规格	包装要求
	E型	DGE8560 8.5cm*6cm	100片/盒 32盒/箱 3200片/箱		A型	DGA10565 10.5cm*6.5cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱
	E型	DGE10068 10cm*6.8cm	100片/盒 32盒/箱 3200片/箱		A型	DGA10565 10.5cm*6.5cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱
	E型	DGE10560 10.5cm*6cm	100片/盒 32盒/箱 3200片/箱		A型	DGA9035 9cm*3.5cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱
	E型	DGE8090 8cm*9cm	100片/盒 32盒/箱 3200片/箱		A型	DGA9035 9cm*3.5cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱
	E型	DGE9090 9cm*9cm	100片/盒 32盒/箱 3200片/箱		A型	DGA9035 9cm*3.5cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱
	A型	DGA8570 8.5cm*7cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱		B型	DGB9035 9cm*3.5cm	50片/盒 32盒/箱 1600片/箱
	A型	DGA10560 10.5cm*6cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱		B型	DGB9035 9cm*3.5cm	50片/盒 32盒/箱 1600片/箱
	A型	DGA12080 12cm*8cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱		B型	DGB9035 9cm*3.5cm	50片/盒 32盒/箱 1600片/箱
	A型	DGA16857 16.8cm*5.7cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱		B型	DGB7622 7.6cm*2.2cm	50片/盒 32盒/箱 1600片/箱
	H型	DGH6060 6cm*6cm	10片/盒 60盒/箱 600片/箱		I型	DGI8050 8cm*5cm	25片/盒 32盒/箱 800片/箱

可根据客户的需求定制



绷带拉合型

绷带(拉合型)是一种医疗器械,主要用于减少伤口或切口两侧的张力。在医学上被称为“皮肤表面缝合器”或“无创皮肤吻合器”,有时也被称为“无针缝合器”。它通常用于手术后皮肤张力较大的部位,如胸部、背部、腹部、四肢等,以帮助切口愈合得更美观,减少疤痕的形成和增生。


产品结构

拉合型 由基材涂敷医用压敏胶组成带隔离层和拉扣。

适用范围

用于对创面敷料或肢体提供束缚力,以起到包扎、固定作用。

绷带拉合型对伤口的作用原理



减少创面张力


降低肉芽增生概率,防止变宽形成粗大疤痕

伤口愈合平整

拉合肉芽迅速连接填充创口,平整美化伤口


绷带拉合型对伤口的愈合情况

使用对比 辅助愈合











使用绷带拉合型愈合的伤口情况

减轻张力 辅助愈合
平整拉合 防止变宽
预防疤痕 预防增生




未使用绷带拉合型愈合的伤口情况

伤口外翻 滋生细菌
不易愈合 伤口变宽
易生疤痕 增生凸起




自粘性硅胶胶带



产品特点

自粘性硅胶胶带由非织造布或聚氨酯(PU)膜为基材涂敷自粘特性的胶粘剂(硅凝胶)覆盖保护的隔离层组成。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。



- ◎ **粘性良好**
柔性粘贴，不伤皮肤，伸缩自如舒适不紧绷
- ◎ **重复粘贴**
粘力持久，可以重复粘贴
- ◎ **防水性好**
表层的聚氨酯PU膜，防水透气，更好的保护皮肤
- ◎ **无痛撕除**
软聚硅酮技术，不粘毛发，剥离轻柔，刺激性小

适用范围



可贴于皮肤固定导管



可贴于脚跟，预防新鞋子磨破皮肤



可贴于婴儿耳朵 帮助矫正耳型



可贴婴儿肚脐 洗澡时防水

PU薄膜 长效防水

双层防护避免伤口感染
采用透明防水PU膜 可带洗澡



低敏亲肤 不伤皮肤

不易过敏 粘性好
揭除不粘毛发，放心使用



两种造型 随心选择

每隔5CM均有断点，无需用力
便可以轻松撕下



产品外观



产品规格

2.5cm × 150cm

4cm × 150cm

5cm × 150cm

7.5cm × 150cm

包装要求

1卷/盒 350盒/箱

1卷/盒 350盒/箱

1卷/盒 350盒/箱

1卷/盒 350盒/箱

可根据客户需求定制

婴儿光疗眼罩



15.5cm×4.7cm 肤色款



15.5cm×4.7cm 蓝色款



14cm×6cm 肤色款



14cm×6cm 蓝色款

产品介绍

婴儿光疗防护眼罩适用于婴儿蓝光照射治疗时的眼部防护。全新设计的固定式新生儿光疗防护眼罩能有效防止漏光、防止滑动，有效阻挡蓝光，使接受光疗的患儿有了更多的安全保障。

产品结构与组成

产品由遮光垫、固定部分、隔离层（使用前去除）组成。遮光垫由黑色物理复合棉布制成，固定部分分为：V-I型由无纺布（聚酯纤维）层、硅凝胶层组成；V-II型由聚氨酯（PU）膜层、硅凝胶层组成，隔离层为聚乙烯（PE）膜。

产品型号	产品规格	包装要求
V-II型	14cm*6cm	5片/盒 300片/箱
V-II型	15.5cm*4.7cm	5片/盒 300片/箱

可根据客户的需求定制

医用隔离垫



产品介绍

医用隔离垫适用于在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料，免受其他设备或外界的伤害，例如：喉管隔离垫、呼吸机隔离垫等等，用途广泛，支持定制。

产品结构与组成

在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。

适用范围

对病人提供一般性防护，以免受其他器械或外界的伤害。

产品规格

产品外观	产品规格	产品包装
	5cmX5cm、7.5cmX7.5cm 10cmX10cm、10cmX15cm	10片/盒 30盒/箱 10片/盒 20盒/箱
	15cmX18cm	10片/盒 20盒/箱
	14cmX21cm	10片/盒 20盒/箱
	12.5cmX12.5cm	10片/盒 20盒/箱
	7.5cmX7.5cm、7cmX9cm 10cmX10cm	10片/盒 30盒/箱 10片/盒 20盒/箱

可根据客户的需求定制

医用透气胶带

产品结构

医用透气胶带由非织造布背材涂敷自粘特性的胶粘剂(医用压敏胶复合组成。非无菌提供,一次性使用,不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。

适用范围

用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位,可根据客户要求定制规格。



产品外观



产品规格

1.25cm × 5m

2.5cm × 5m

5cm × 5m

7.5cm × 5m

10cm × 5m

包装要求

1卷/盒 400盒/箱

1卷/盒 200盒/箱

1卷/盒 100盒/箱

1卷/盒 100盒/箱

1卷/盒 100盒/箱

可根据客户的需求定制



一次性使用无菌手术膜



产品介绍

一次性使用无菌手术膜SE型采用聚乙烯基材(聚乙烯膜)上涂压敏胶上置离型纸制成,一次性使用无菌手术膜SU型采用聚氨酯复合膜(聚乙烯膜加聚氨酯膜的复合膜)基材上涂敷压敏胶,上置离型纸制成。

适用范围

用于手术中贴于手术部分,以防止手术创面受到感染。

产品型号

产品规格

包装要求

SU1420

14cm×20cm

25片/盒 20盒/箱 500片/箱

SU2030

20cm×30cm

25片/盒 20盒/箱 500片/箱

SU2535

25cm×35cm

25片/盒 20盒/箱 500片/箱

SU3040

30cm×40cm

25片/盒 20盒/箱 500片/箱

可根据客户的需求定制

敷料卷

产品介绍

1. 医用透明PU薄膜, 医用压敏胶, 粘性温和, 优质水刺无纺布, 柔软舒适。
2. 可自行裁剪成尺寸, 使用便捷, 粘性好。
3. 低致敏, 防水透气。
4. 透明粘性固定, 将敷料贴固定创面, 膏药贴基材, 纹身贴膜等。
5. 可根据客户需求定制规格。

规格选择: 5cmX10m 7.5cmX10m 10cmX10m 15cmX10m



医用原辅材料

产品特性

1. 多样性材料有普通无纺布类、防水无纺布类、聚氨酯(PU)薄膜及PE薄膜、PE泡棉等。
2. 采用医用压敏胶, 粘性及剥离强度等指标, 可根据客户的要求在符合标准的有效范围内进行调整。
3. 多种涂布工艺, 可网格涂布、条状涂布等, 以增加涂布基材的透气性, 减少过敏。
4. 可根据客户要求而加工成各种规格, 可满足客户的多样化需求。

产品外观	产品名称	产品组成	产品应用
	水刺无纺布涂胶卷材	基材为水刺无纺布, 医用压敏胶, 格拉辛隔离纸。	适用于伤口敷贴, 输液贴, 导管固定贴, 膏药贴托布, 电极片的固定等
	PU膜涂胶卷材	背衬材料为PET膜, PU膜涂医用压敏胶, 有较好的弹性和透气性, 格拉辛隔离纸	适用于生产透明敷料, 留置针贴, 手术膜, 膏药贴基材, 创口贴及固定胶带等
	PE膜涂胶卷材	PE膜医用压敏胶, 格拉辛隔离纸	适用于生产手术膜, 膏药贴基材, 创口贴等。
	PE膜网格涂胶卷材	背衬材料为PET膜, PU膜涂医用压敏胶, 有较好的弹性和透气性, 格拉辛隔离纸	适用于生产透明敷料, 硅凝胶泡沫敷料, 留置针贴, 手术膜, 膏药贴基材, 创口贴及固定胶带等
	弹力棉布涂胶卷材	基材为弹力棉布, 医用压敏胶, 格拉辛隔离纸	适用于二次固定, 如: 创面敷料贴, 鼻饲管或其他医疗器械的固定
	PU膜涂胶卷材 (背衬剥离轻)	PU膜涂医用压敏胶, 有较好的弹性和透气性, 格拉辛隔离纸	适用于提拉贴, 瘦脸贴, 透明敷贴, 膏药贴基材, 固定胶带, 纹身贴膜等

可根据客户的需求定制